



DCA Vantage®
Analyzer

Self-test Use

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

10845186 Rev. A

2013-08

Unpacking Guide

Introduction

Use this guide to unpack your DCA Vantage® analyzer. For complete installation and configuration instructions, refer to your *DCA Vantage Operator's Guide, Section 1, Installation*.

Procedure

Your DCA Vantage analyzer is delivered in 1 shipping carton.

1. Carefully remove the contents of the shipping carton.
2. Inspect the carton and analyzer for visible signs of damage.
3. If damage to the analyzer exists, immediately file a complaint with the carrier.
4. Make sure all items listed below are included with your analyzer, and keep them for future use.
 - DCA Vantage analyzer
 - Cleaning Kit
 - Operator's Guide
 - Optical Test Cartridge (in system cartridge compartment)
 - European Power Cord for System
 - Replacement Fuse
 - Air Filter Replacement Kit
 - HbA_{1c} Quick Reference Guide
 - Documentation CD (Operator's Guide)
 - Paper Roll
 - Self Adhesive Label Roll
5. Retain the DCA Vantage shipping carton and packing.

If you need to ship the analyzer, the shipping carton affords the best protection against damage.

6. Install and configure the analyzer:
 - a. Ensure that the system power switch is in the off position.
 - b. Connect the power cord to the system and to an appropriate grounded AC electrical outlet.

Starting the DCA Vantage System

To start the DCA Vantage system, turn the power button to the On position. The system displays the following information:

- Model Name
- System Software Version
- Copyright Information

Loading Configuration Settings

The DCA Vantage provides a setup wizard to assist in loading configuration settings. You can use the setup wizard to load configuration settings. For more information refer to your *DCA Vantage Operator's Guide, Section 1 Installation, Using the System Settings Wizard*.

Trademark Information

DCA Vantage is a trademark of Siemens Healthcare Diagnostics.



DCA Vantage®

Analizzatore

Per uso autodiagnostico

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

10845186 Rev. A

2013-08

Istruzioni di disimballaggio

Introduzione

Seguire le presenti istruzioni per disimballare l'analizzatore DCA Vantage®. Per le istruzioni complete di installazione e configurazione, fare riferimento al *Manuale dell'operatore di DCA Vantage, Sezione 1, Installazione*.

Procedura

L'analizzatore DCA Vantage viene fornito all'interno di una scatola di cartone.

1. Rimuovere con cautela il contenuto della scatola.
2. Ispezionare la scatola di cartone e l'analizzatore per rilevare la presenza di eventuali danni.
3. Nel caso in cui l'analizzatore sia danneggiato, inoltrare immediatamente un reclamo al corriere.
4. Assicurarsi che tutti gli articoli elencati di seguito siano inclusi nella scatola insieme all'analizzatore e conservarli per l'uso futuro
 - Analizzatore DCA Vantage
 - Kit di pulizia
 - Manuale dell'operatore
 - Cartuccia test ottico (nel vano cartucce del sistema)
 - Cavo di alimentazione europeo per il sistema
 - Fusibile di ricambio
 - Kit di sostituzione filtro dell'aria
 - Guida rapida di riferimento per HbA 1c
 - CD contenente il Manuale dell'operatore
 - Rotolo di carta
 - Rotolo di etichette autoadesive

5. Conservare la scatola di cartone e il materiale di imballaggio dell'analizzatore DCA Vantage.
Se occorre spedire l'analizzatore, la scatola di cartone garantisce la migliore protezione contro eventuali danni.
6. Installare e configurare l'analizzatore:
 - a. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione del sistema sia in posizione di Off (spento).
 - b. Collegare il cavo di alimentazione al sistema e a una presa elettrica CA appropriata con messa a terra.

Avvio del sistema DCA Vantage

Per avviare il sistema DCA Vantage, portare il pulsante di accensione su On (acceso). Il sistema visualizza le informazioni seguenti:

- Nome del modello
- Versione software del sistema
- Informazioni sul copyright

Caricamento delle impostazioni di configurazione

L'analizzatore DCA Vantage fornisce una procedura di installazione guidata per caricare le impostazioni di configurazione. È possibile utilizzare l'installazione guidata per caricare le impostazioni di configurazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al *Manuale dell'operatore, Sezione 1, Uso della procedura guidata di impostazione del sistema*.

Informazioni sui marchi

DCA Vantage è un marchio di Siemens Healthcare Diagnostics.